

Prélèvement d'échantillons de poils



- Mains propres + animal propre. Les échantillons contaminés ne peuvent pas être utilisés.
- Absolument éviter des poils des autres animaux.
- Arracher les poils dans le sens inverse de la pousse.



- Pour un examen réussi, 50 à 100 racines de cheveux sont nécessaires.



- Décoller la feuille adhésive.
- Mettre les racines des poils dans le carton ouvert.



- Repliez la feuille adhésive et recouvrez les poils avec la feuille.
- Appuyez sur le bord de la feuille adhésive.



- Coupez les cheveux qui dépassent sur le bord.
- Fermez la carte avec la languette de papier.
- Collez l'autocollant BDTA sur le carton et contrôlez la marque auriculaire de l'animal.



- Absolument éviter de coller l'autocollant sur le code pré-imprimé du carton.
- Remplir la commande en ligne et imprimer le formulaire de commande.

Envoyer l'échantillon ainsi que le formulaire de commande dans une enveloppe standard à l'adresse suivante:

QUALITAS AG
Sélection génomique
Chamerstrasse 56
6300 Zug